

# SYSTEM-REINIGER

## Disinfettante per sistemi lubrorefrigeranti



Art. n. 833 011 Flacone 100 ml



Art. n. 833 011

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liquido per la pulizia e la disinfezione di sistemi di ricircolo del lubrorefrigerante contaminati da funghi e batteri. Utilizzabile per tutti i sistemi di ricircolo del lubrorefrigerante che necessitano di una pulizia periodica.

#### Rapporto di miscela:

per sistemi molto sporchi e per il primo utilizzo: 0,10% (100ml per 100 liter)  
per sistemi normalmente sporchi: 0,05% (50ml per 100 liter)

#### Istruzioni d'uso:

Prima dell'ultimo turno di lavoro aggiungere il detergente di sistema al liquido lubrorefrigerante e avviare il pompaggio. Si può continuare a lavorare normalmente. L'azione disinfettante e detergente inizia da subito. I batteri vengono neutralizzati completamente nell'arco di un breve lasso di tempo, variabile a seconda del grado di contaminazione (circa 12-24 ore). Svuotare quindi il sistema e risciacquarlo con acqua pulita. Riempire infine con nuova emulsione o liquido lubrorefrigerante.  
valore ph: 4.0 - 5.0

| Articolo n. | Contenuto | Recipiente | Quantità |
|-------------|-----------|------------|----------|
| 833 011     | 100 ml    | Flacone    |          |